

إذن استيراد أجهزة مخبرية وتشخيصية (كواشف)

رقم إذن الاستيراد	MDIL1100853	منفذ الوصول	جسر الملك فهد - الدمام
تاريخ الإصدار	1432/03/17	صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ الإصدار	

سعادة / مدير عام جمرك جسر الملك فهد - الدمام
إشارة الى طلب alfaisaliah medical systems
الموقر بتاريخ 18/02/2011

بخصوص طلب استيراد أجهزة مخبرية وتشخيصية (كواشف), وعلية نفيديكم أنه لامانع لدينا من استيراد مايرد في المرفقات:

رقم الفاتورة 430004345 بتاريخ 28/01/2011

#	رقم الفاتورة	اسم البند	رقم التشغيلية Batch/Lot No	تاريخ انتهاء الصلاحية	الكمية	وحدة الكمية
1	430004345	customer material P100CE	L06354	2011/05/31	1	kit
2	430004345	disposable for 100 platelet PGD tests	L06080	no expiry date	1	box
3	430004345	reagents for 100 platelet PGD tests	L06347	2011/05/31	1	box
4	430004345	customer material P20CE	L06455	2011/05/31	2	kit
5	430004345	reagents for 20 platelet PGD test	L06450	2011/09/30	2	box
6	430004345	controls for 30 platelet PGD tests	L06349	2011/06/30	2	box
7	430004345	PGD sample processing tray	not applicable	no expiry date	3	tray

عدد البنود 7 مكان تركيب الجهاز alfaisaliah store house- alsulai

الجهة المستفيدة trial samples for evaluation رقم البوليصة 2627983676

الشركة الصانعة Verax Biomedical Incorporated دولة المنشأ USA

على أن يتحمل المستورد جميع الأضرار الناجمة عن سوء استخدام هذه المواد او استخدامها لغير الغرض المطلوبة من اجله.


نأمل من سعادتكم التوجية لمن يلزم لإكمال الازم

ملاحظة

- * لا تفسح الشحنة إلا بعد المعاينة من قبل موظفي الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- * يجب نقل وحفظ المواد الكيميائية وفقاً لشروط النقل والتخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة.
- * يسحب إذن الاستيراد من قبل الجمارك عند فسح الشحنة.
- * يجب إدخال بيانات الشحنة في نظام الإبلاغ عن الشحنات " MDSNS " قبل وصولها للمنفذ.
- * يجب توفير مؤشر حرارة في كل طرد في الشحنة مفعّل من وقت الشحن

وتقبلوا سعادتكم خالص تحياتي وتقدير،،،

مدير إدارة التسجيل والتراخيص



م. عبدالله بن سالم الضبيبي

